


DEBAMED® Postal-Pak
Transport-Kit für den Transport
von Proben aus biologischen Stoffen.

DEBATIN®
SAFE. PERFECT. PACKED.



L.E.S.S. FRANCE



► **DEBAMED® Postal-Pak** ist ein Kit für Proberöhrchen, welches eine Sekundärverpackung (Tasche) und Umverpackung (Karton) beinhaltet und für den Versand von Proben aus biologischen Stoffen der Kategorie B (UN3373) gemäß den internationalen und europäischen Normen und Richtlinien für den Transport von ansteckungsgefährlichen Stoffen (ADR - IATA - WHO) verwendet wird. Geeignet für den Versand von Proben bei Raumtemperatur.

Produktinformationen

Beschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht den Versand von Probenröhrchen bei Raumtemperatur • Kompatibel mit der Öffnung eines Postfaches • Ohne Rückführungslogistik • Umverpackung aus Karton mit integriertem Verschlussystem • Flexible Sekundärverpackung mit integrierten Absorber: flüssigkeitsdichte Tasche, die einer Druckdifferenz von 95kPa widersteht • Luftpolstertasche mit Klebeverschluss gewährleistet Stoßfestigkeit • Gemäß der Verpackungsanweisung P650 der Klasse 6.2
Lagersortiment	<p>Artikelnr.: 821H0000002</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl: 50 St. pro Karton • Abmessung Umverpackung: Außenmaß: 198 x 131 x 29 mm Nutzmaß: 190 x 128 x 25 mm • Abmessung Sekundärverpackung (Speci-Bag 95kPa): 175 x 195 mm (Öffnung 145 mm) • Sonstiges: Absorber 50 ml
Druck des Lagersortiments	<p>Umverpackung (Karton)</p> <ul style="list-style-type: none"> • UN3373 Logo • BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B MATIERE BIOLOGIQUE, CATEGORIE B BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B • Schreibfeld: Absender / Empfänger <p>Sekundärverpackung (95kPa Speci-Bag)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biohazard-Logo • Bedienungsanleitung

